



Compresse Natural Care

MODE D'UTILISATION

■ Pour une compresse chaude

- Réchauffer aux micro-ondes, la compresse (sans housse) 50 secondes environ à 700 watts.
- Insérer la compresse dans sa housse
- Bien malaxer la graine pour répartir la chaleur.
- Vous devez pouvoir saisir l'article avec vos mains sans vous brûler.
- Positionner à l'aide d'une bande cohésive (non fournie) minimum 20 mn sur la partie à traiter (Dégage une chaleur significative de 30 à 40 mn).

■ Pour une compresse froide

- Envelopper la compresse dans un sachet plastique pour la protéger de l'humidité.
- Placer la compresse en graines de lin (sans housse) au congélateur 2h minimum ou 4 heures au réfrigérateur
- Insérer la compresse dans sa housse
- Positionner minimum 20 mn sur la partie à traiter.

AVERTISSEMENTS

Ne pas mettre la housse Pul au micro-ondes
Pour la première chauffe, nous vous conseillons d'effectuer des essais progressifs et sous surveillance. Respecter impérativement les temps et puissance de chauffe mentionnés.
En cas de non-respect de ces consignes, la compresse s'enflamme.

DESCRIPTIF DU PRODUIT

La compresse est garnie de graines de lin brunes issues de l'agriculture biologique.
L'enveloppe est en coton 100% Bio.
+ une housse

CARACTÉRISTIQUES DU COUSSIN

■ Thermothérapie, l'action du chaud

La compresse chaude soulage l'arthrose, la dorsalgie. Elle soulage également la dysplasie, affection la plus courante chez le chien.

• Efficacité X 2

Chaleur thérapeutique + vertus des principes actifs anti-inflammatoires naturels de la graine de lin
Optimise l'effet des gels, des liniments, de l'argile et des crèmes

■ Cryothérapie, l'action du froid

Lorsque le coup ou la douleur vient de se produire, en cas de tendinite, arthrite, entorse...

PRECAUTION D'EMPLOI

En cas de doute demander l'avis de votre vétérinaire. Ces compresses bénéficient de la recommandation des ostéopathes, des vétérinaires

ENTRETIEN

Article non lavable. La compresse en graines de lin se nettoie à l'aide d'une éponge et ne doit en aucun cas être immergée dans l'eau. Housse PUL et velours : Nettoyage en machine à 30° maxi. Chauffée dans des conditions normales, le taux d'humidité de la graine se reconstitue, il n'y a donc aucune limite d'utilisation, ni en durée ni en fréquence. Eviter d'utiliser trop souvent le même article au chaud et au froid, mieux vaut dédier un article spécifique à chaque cas.



Calinobio

Préserver la santé de nos animaux

Parc Alexandra B3
44, Bd Alexandre III
06400 Cannes
Tél. : 09 67 53 87 66
www.calinobio.fr



Tapis Natural Care ou sweet & confort

MODE D'UTILISATION

■ Pour un tapis chaud

• Réchauffer aux micro-ondes, le tapis

Modèle S : 1 mn 30 s à 700 watts.

Modèle M : 2 mn à 700 watts

Modèle L : 3 mn à 700 watts

Modèle XL : 4 mn à 700 watts

(sans housse)

- Insérer le tapis dans sa housse
- Déplier et replier en cours de chauffe de manière à optimiser la prise de température sur l'ensemble de la surface et bien malaxer la graine pour répartir la chaleur.
- Vous devez pouvoir saisir l'article avec vos mains sans vous brûler.
- Positionner minimum 20 mn sur la partie à traiter (Dégage une chaleur significative de 30 à 40 mn).

■ Pour un tapis froid

- Envelopper le tapis dans un sachet plastique pour la protéger de l'humidité.
- Placer le tapis en graines de lin (sans housse) au congélateur 2h minimum ou 4 heures au réfrigérateur
- Insérer le tapis dans sa housse
- Positionner minimum 20 mn sur la partie à traiter.

AVERTISSEMENTS

Ne pas mettre la housse Pul au micro-ondes
Pour la première chauffe, nous vous conseillons d'effectuer des essais progressifs et sous surveillance. Respecter impérativement les temps et puissance de chauffe mentionnés.
En cas de non-respect de ces consignes, le tapis s'enflamme.

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Le tapis est garni de graines de lin brunes issues de l'agriculture biologique.
L'enveloppe est en coton
100% Bio.
+ une housse

CARACTÉRISTIQUES DU COUSSIN

■ Thermothérapie, l'action du chaud

L'utilisation du tapis chauffant est recommandée lors

d'hypothermie, état de choc, également pour réchauffer les nouveaux nés, les animaux âgés, malades (rhumatisme, arthrose...), en période de lactation, pour les chiens de compétition.

• Efficacité X 2

Chaleur thérapeutique + vertus des principes actifs anti-inflammatoires naturels de la graine de lin
Optimise l'effet des gels, des liniments, de l'argile et des crèmes

■ Cryothérapie, l'action du froid

Fraîcheur instantanée pour vos animaux de compagnie. Le tapis permet de rafraîchir en baissant la température corporelle de l'animal en cas d'hyperthermie (chiens mais aussi chats, furets, lapins).

Le tapis rafraîchissant soulage également les douleurs articulaires, œdèmes, entorse, ecchymoses post-opératoire, sciatique.

PRECAUTION D'EMPLOI

En cas de doute demander l'avis de votre vétérinaire. Ces compresses bénéficient de la recommandation des ostéopathes, des vétérinaires

ENTRETIEN

Article non lavable. Le tapis en graines de lin se nettoie à l'aide d'une éponge et ne doit en aucun cas être immergé dans l'eau. Housse PUL et velours : Nettoyage en machine à 30° maxi. Chauffé dans des conditions normales, le taux d'humidité de la graine se reconstitue, il n'y a donc aucune limite d'utilisation, ni en durée ni en fréquence. Eviter d'utiliser trop souvent le même article au chaud et au froid, mieux vaut dédier un article spécifique à chaque cas.



Calinobio
Préserver la santé de nos animaux

Parc Alexandra B3
44, Bd Alexandre III
06400 Cannes
Tél. : 09 67 53 87 66
www.calinobio.fr



Compresse Natural Care

MODE D'UTILISATION

■ Pour une compresse chaude

- Réchauffer aux micro-ondes, la compresse (sans housse) 1 mn 30 s à 700 watts.
- Insérer la compresse dans sa housse
- Bien malaxer la graine pour répartir la chaleur.
- Vous devez pouvoir saisir l'article avec vos mains sans vous brûlez.
- Positionner à l'aide des bandes velcros sur la partie douloureuse de la jambe. minimum 20 mn (Dégage une chaleur significative de 30 à 40 mn).

■ Pour une compresse froide

- Envelopper la compresse dans un sachet plastique pour la protéger de l'humidité.
- Placer la compresse en graines de lin (sans housse) au congélateur 2h minimum ou 4 heures au réfrigérateur
- Insérer la compresse dans sa housse
- Positionner minimum 20 mn sur la partie à traiter.

AVERTISSEMENTS

Ne pas mettre la housse Pul au micro-ondes
Pour la première chauffe, nous vous conseillons d'effectuer des essais progressifs et sous surveillance. Respecter impérativement les temps et puissance de chauffe mentionnés.
En cas de non-respect de ces consignes, la compresse s'enflamme.

DESCRIPTIF DU PRODUIT

La compresse est garnie de graines de lin brunes issues de l'agriculture biologique.
L'enveloppe est en coton
100% Bio.
+ une housse

CARACTÉRISTIQUES DU COUSSIN

■ Thermothérapie, l'action du chaud

La compresse chaude soulage l'arthrose et autres douleurs musculaires.

• Efficacité X 2

Chaleur thérapeutique + vertus des principes actifs anti-inflammatoires naturels de la graine de lin
Optimise l'effet des gels, des liniments, de l'argile et des crèmes

■ Cryothérapie, l'action du froid

Lorsque le coup ou la douleur vient de se produire, en cas de tendinite, arthrite, entorse...

La compresse est indispensable pour les chevaux aux tendons sensibles, enchaînant les épreuves.

PRECAUTION D'EMPLOI

En cas de doute demander l'avis de votre vétérinaire.
Ces compresses bénéficient de la recommandation des ostéopathes, des vétérinaires

ENTRETIEN

Article non lavable. La compresse en graines de lin se nettoie à l'aide d'une éponge et ne doit en aucun cas être immergée dans l'eau. Housse PUL et velours : Nettoyage en machine à 30° maxi. Chauffée dans des conditions normales, le taux d'humidité de la graine se reconstitue, il n'y a donc aucune limite d'utilisation, ni en durée ni en fréquence. Eviter d'utiliser trop souvent le même article au chaud et au froid, mieux vaut dédier un article spécifique à chaque cas.


Calinobio
Préserver la santé de nos animaux

Parc Alexandra B3
44, Bd Alexandre III
06400 Cannes
Tél. : 09 67 53 87 66
www.calinobio.fr



Couverture seconde peau

MODE D'UTILISATION

■ Pour une couverture chaude

- Réchauffer aux micro-ondes, la couverture 4 mn à 700 watts (sans housse)
- Insérer la couverture dans sa housse
- Déplier et replier en cours de chauffe de manière à optimiser la prise de température sur l'ensemble de la surface et bien malaxer la graine pour répartir la chaleur.
- Vous devez pouvoir saisir l'article avec vos mains sans vous brûlez.
- Positionner minimum 20 mn sur la partie à traiter (Dégage une chaleur significative de 30 à 40 mn).

■ Pour une couverture froide

- Envelopper la couverture dans un sachet plastique pour la protéger de l'humidité.
- Placer la couverture en graines de lin (sans housse) au congélateur 2h minimum ou 4 heures au réfrigérateur
- Insérer la couverture dans sa housse
- Positionner minimum 20 mn sur la partie à traiter.

AVERTISSEMENTS

Ne pas mettre la housse Pul au micro-ondes
Pour la première chauffe, nous vous conseillons d'effectuer des essais progressifs et sous surveillance. Respecter impérativement les temps et puissance de chauffe mentionnés.

En cas de non-respect de ces consignes, la couverture s'enflamme.

DESSCRIPTIF DU PRODUIT

La couverture est garnie de graines de lin brunes issues de l'agriculture biologique.

L'enveloppe est en coton

100% Bio.

+ une housse

CARACTÉRISTIQUES DU COUSSIN

■ Thermothérapie, l'action du chaud

Soulage la douleur (fatigue du dos, nœuds musculaires...)

Limite les conséquences néfastes que l'inflammation entraîne sur les tissus

Stimule le système nerveux ainsi que la circulation sanguine et lymphatique

Lutte contre l'effet de l'immobilisation

Augmente la souplesse et l'élasticité des muscles

Élimine les tensions musculaires

Améliore l'amplitude articulaire

Détente du cheval

Draine et élimine les toxines et l'excès des fluides

Réduit les risques de blessures

Neutralise les douleurs chroniques

• Efficacité X 2

Chaleur thérapeutique + vertus des principes actifs anti-inflammatoires naturels de la graine de lin
Optimise l'effet des gels, des liniments, de l'argile et des crèmes

■ Cryothérapie, l'action du froid

Fraîcheur instantanée pour votre cheval.

La couverture permet de rafraîchir en baissant la température corporelle de l'animal en cas d'hyperthermie.

La couverture rafraîchissante soulage également les douleurs articulaires, œdèmes, ecchymoses post-opératoire, sciatique.

PRECAUTION D'EMPLOI

En cas de doute demander l'avis de votre vétérinaire.

Ces compresses bénéficient de la recommandation des ostéopathes, des vétérinaires

ENTRETIEN

Article non lavable. La couverture en graines de lin se nettoie à l'aide d'une éponge et ne doit en aucun cas être immergée dans l'eau. Housse PUL et velours : Nettoyage en machine à 30° maxi. Chauffée dans des conditions normales, le taux d'humidité de la graine se reconstitue, il n'y a donc aucune limite d'utilisation, ni en durée ni en fréquence. Éviter d'utiliser trop souvent le même article au chaud et au froid, mieux vaut dédier un article spécifique à chaque cas.


Calinobio
Préserver la santé de nos animaux

Parc Alexandra B3
44, Bd Alexandre III
06400 Cannes

Tél. : 09 67 53 87 66
www.calinobio.fr